

혈당측정기에는
당특이 유형과
당비특이 유형이 있습니다.
 그 차이를 알고
 사용하고 계십니까?

최근 캐나다 정부(Health Canada)에서는 병원에서 수술 또는 진단을 위해 어떤 테스트를 받았거나 복막투석을 받은 당뇨병자들의 경우, 당비특이(Glucose Non-Specific)유형의 혈당측정기로 검사했을 때 복막투석액 등 일부 의료제품의 영향을 받아 잘못된 고혈당 측정결과를 제시할 수 있으므로 당특이(Glucose Specific)유형의 혈당측정기로 교체, 사용할 것을 권고하였습니다.

이에 따라 식품의약품안전청(KFDA)은 의사, 약사, 판매업소 및 소비자 등에게 이러한 안전성 정보를 참고하여 사용할 것을 당부하였습니다. (출처: 2008년 12월 18일자 식품의약품안전청의 의료기기 안전성 서한)

존슨앤드존슨메디칼의 원터치 혈당측정기는 **당특이 유형**의 (Glucose-Specific) 혈당측정기이므로 안전하게 사용하실 수 있습니다.

'당특이'와 '당비특이'유형에 관한 보다 자세한 정보를 원하시면, 원터치 고객센터센터로 문의하시거나 원터치 웹사이트(www.onetouch.co.kr)로 접속하시기 바랍니다.



구입문의 및
 고객센터 센터
 080-555-4499
 www.onetouch.co.kr
 한국존슨앤드존슨메디칼(주)